



Servicebio

产品检验报告

Product Test Report

产品名称（货号+名称） Product name	G6059 OCT 包埋剂 OCT embedding agent		
产品批号 Lot number	2506L021	生产日期 Production Date	2025.06.06
规格型号 Specification	110ml/瓶 110ml/ bottle		
储存条件 Storage condition	常温 Room temperature	有效期 Term of validity	24 个月 24 mouths
检验依据：《产品质量检验标准》 Test basis:Product Quality Inspection Standard			
检验项目 Test items			
检验指标 Test index	检验标准 Test standard	检验结果 Test result	判定 Decision
产品外观 Appearance	本产品为无色透明粘稠状液体 This product is colorless, transparent and viscous liquid	无色透明粘稠状液体 colorless, transparent and viscous liquid	合格 Qualified
净含量 Net content	每瓶试剂含量不少于 98% Not less than 98% reagent per bottle	≥98%	合格 Qualified
折光率 Refractive index	1.522-1.526 n20D	1.521n20D	合格 Qualified
酸值 acid value	≤22.0mgKOH/g	<22.1mgKOH/g	合格 Qualified
二甲苯溶解实验 Xylene dissolution test	正常溶解 Normal dissolution	正常溶解 Normal dissolution	合格 Qualified
使用效果 Use effect	冰冻切片达到预期效果 Frozen section achieves the expected effect	达到预期效果 Achieve the desired effect	合格 Qualified
检验结果 Test result: 根据《产品质量检验标准》中检验项目进行检验，所有检验项目均符合要求，因此此批产品检验合格，可入库发货。 According to the inspection items in the "Product Quality Inspection Standard", all inspection items meet the requirements, so this batch of products has passed the inspection and can be put into storage for delivery. 质检专用章 Special stamp for qualify inspection 签发日期 Issuing date: 2025.06.06			

检验：杨鹏 审核：李子庆 批准：黄静 表单编号：SWE-QA-SMP-006-03

Inspected by: Yang peng Checked by: Li Ziqing Approved by: Huang Jing No: SWE-QA-SMP-006-03
武汉赛维尔生物科技有限公司 地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新二路 388 号生物医药加速器 22 栋 5 楼
电话：027-85714038 网址：www.servicebio.cn 全国免费热线：4006027178