

H1650K

Артикул: 0203191000



Высокоскоростная настольная центрифуга для микропробирок, ПЦР-стрипов и капилляров. Пределы скорости, RCF и вместимости зависят от ротора и могут достигаться в разных конфигурациях.

Особенности модели

Сенсорный экран 3,5"; 50 именованных программ.

10 профилей разгона и 11 торможения; бесщёточный двигатель.

Роторы для микропробирок, ПЦР-стрипов и капилляров; адаптеры для малых объёмов.

Блокировка крышки и защита от превышения скорости.

Компактный корпус 320 × 370 × 235 мм, масса 11 кг.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Артикул	0203191000
Максимальная скорость	16500 об/мин
Максимальное RCF	18360 ×g
Вместимость	12 × 5 мл
Точность скорости	±30 об/мин
Таймер	1 с–99 мин 59 с
Шум	≤47 дБ (А)
Питание	АС 220±22 В 50 Гц
Мощность	250 Вт
Габариты (Д × Ш × В)	320 × 370 × 235 мм
Размеры упаковки (Д × Ш × В)	530 × 410 × 290 мм
Масса	11 кг

Роторы и адаптеры



№ 1
Угловой ротор
Вместимость: 12 × 1,5/2,2 мл
Скорость до 16500 об/мин
RCF до 18360 ×g
Артикул: 0301809100
Адаптеры: 0,5 мл, 0,2 мл



№ 2
Угловой ротор
Вместимость: 18 × 0,5 мл
Скорость до 16500 об/мин
RCF до 18360 ×g
Артикул: 0301810500



№ 3
Угловой ротор
Вместимость: 12 × 5 мл
Скорость до 12000 об/мин
RCF до 11543 ×g
Артикул: 0301809200
Адаптеры: 0,5 мл, 1,5 мл



№ 4
Угловой ротор
Вместимость: 24 × 1,5/2,2 мл
Скорость до 13000 об/мин
RCF до 16170 ×g
Артикул: 0301809300
Адаптеры: 0,5 мл, 0,2 мл



№ 5
Угловой ротор
Вместимость: 3 × 8 × 0,2 мл, ПЦР-пробирки
Скорость до 15000 об/мин
RCF до 13800 ×g
Артикул: 0301809400



№ 6
Капиллярный ротор
Вместимость: 12 капилляров
Скорость до 12000 об/мин
RCF до 14800 ×g
Артикул: 0301856400



№ 7
Капиллярный ротор
Вместимость: 24 капилляра
Скорость до 12000 об/мин
RCF до 14800 ×g
Артикул: 0301856300