

L500-A



Лабораторная центрифуга без охлаждения. До 5000 об/мин, до 4030 ×g. Пределы скорости, RCF и вместимости зависят от ротора и могут достигаться в разных конфигурациях.

Артикул: 0205209000

Особенности модели

Бакетный ротор со сменными держателями из нержавеющей стали.
Сенсорная панель, ЖК-дисплей и автоматический расчёт RCF.
До 50 пользовательских записей роторов; кратковременное центрифугирование.
Бесщёточный двигатель, амортизаторы и автоматическая балансировка.
Электронная блокировка крышки и остановка при неисправности.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Артикул	0205209000
Максимальная скорость	5000 об/мин
Максимальное RCF	4030 ×g
Максимальная вместимость	16 × 15 мл
Точность скорости	±30 об/мин
Таймер	1–99 мин
Охлаждение	Нет
Шум	Минимальный уровень ≤58 дБ(А)
Питание	220 В ±22 В, 50/60 Гц
Мощность	250 Вт
Габариты (Д × Ш × В)	380 × 500 × 300 мм
Масса	19 кг

Роторы и адаптеры



Угловой ротор

24 × 10 мл
Скорость до 5000 об/мин
RCF до 4030 ×g
Артикул: 0301808350R1
№ 1

Адаптер

24 × 1,5 мл
Скорость до 5000 об/мин
RCF до 4030 ×g
Артикул: 0304808308Q24
Ротор № 1

 Основание бакетного ротора 4 × 50 мл Скорость до 4200 об/мин RCF до 2760 ×g Артикул: 0307855201Y2 Ротор № 2	 Держатели 4 × 50 мл (коническое/круглое дно) Скорость до 4200 об/мин RCF до 2760 ×g Артикул: 0303855210B Ротор № 2
 Держатели 4 × 4 × 15 мл (коническое/круглое дно) (10 мл/5 мл; адаптеры) Скорость до 4200 об/мин RCF до 2760 ×g Артикул: 0303891036B Ротор № 2	 Держатели 4 × 6 × 5 мл (пробирки для взятия крови) Скорость до 4200 об/мин RCF до 2760 ×g Артикул: 0303855230B Ротор № 2
Адаптер 4 × 6 × 1,5 мл Скорость до 4200 об/мин RCF до 2760 ×g Артикул: 0304854807Q24 Ротор № 2	Адаптер 4 × 6 × 0,5 мл Скорость до 4200 об/мин RCF до 2760 ×g Артикул: 0304854813Q24 Ротор № 2