

M16



Лабораторная центрифуга без охлаждения. До 16000 об/мин, до 17602 ×g. Пределы скорости, RCF и вместимости зависят от ротора и могут достигаться в разных конфигурациях.

Артикул: 0203270007

Особенности модели

Сенсорный экран 3,5" для работы в перчатках; 50 именованных программ.

Малозумный бесщёточный двигатель и воздушное охлаждение камеры.

Металлический ротор 12 × 1,5/2 мл; адаптеры для 0,5 и 0,2 мл, герметичный ротор доступен отдельно.

Аварийное открывание крышки при отключении питания; масса 4,5 кг.

Технические характеристики

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Артикул	0203270007	Память программ	50
Максимальная скорость	16 000 об/мин	Охлаждение	Нет
Диапазон скорости	300–16 000 об/мин	Шум	Минимальный уровень ≤58 дБ
Максимальное RCF	17 602 ×g	Питание	110–220 В, 50/60 Гц
Максимальная вместимость	12 × 1,5/2 мл; адаптеры для 0,5 и 0,2 мл	Мощность	100 Вт
Точность скорости	±30 об/мин	Габариты (Д × Ш × В)	260 × 240 × 145 мм
Таймер	1 мин–99 мин 59 с	Масса	4,5 кг

Роторы и адаптеры



Угловой ротор

12 × 1,5/2,2 мл (0,2 мл/0,5 мл; адаптеры)

Скорость до 16000 об/мин

RCF до 17602 ×g

Артикул: 0301222110R1

№ 1



Угловой ротор

12 × 1,5/2,2 мл

(аэрозоленепроницаемый)

Скорость до 16000 об/мин

RCF до 17602 ×g

Артикул: 0301222120R2

№ 2