

产品检验报告

Product Test Report

产品名称 (货号+名称) Product name	GC203006-100ml 二甲基亚砜(DMSO, 细胞级) DMSO Cell Culture Grade		
产品批号 Lot number	GP2511001	生产日期 Production Date	2025.11.01
规格型号 Specification	10mL/瓶、10×10mL/瓶 10mL/bottle、10×10mL/瓶		
储存条件 Storage condition	常温 Room temperature	有效期 Validity	36个月 36months
检验依据:《产品质量检验标准》 Test basis:Product Quality Inspection Standard			
检验项目 Test items			
检验指标 Test index	检验标准 Test standard	检验结果 Test result	判定 Decision
产品外观 Appearance	本产品为无色透明液体 This product is a colorless and transparent liquid	无色透明液体 Colorless and transparent liquid	合格 Qualified
净含量 Net content	每瓶试剂含量不少于 98% Not less than 98% reagent per bottle	≥98%	合格 Qualified
酸度(以 H+ 计)/(mmol/g)	≤0.001	0.0002	合格 Qualified
折光率(n _{20D}) Refractive index	1.477~1.480	1.480	合格 Qualified
色度/黑曾单位 Chroma/black units	≤10	5	合格 Qualified
密度(20°C)/(g/mL) density	1.099~1.102	1.101	合格 Qualified

武汉赛维尔生物科技有限公司 地址: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新二路 388 号生物医药加速器 22 栋 5 楼
电话: 027-85714038 网址: www.servicebio.cn 全国免费热线: 4006027178

蒸发残渣 Evaporation residue	≤0.01%	<0.01%	合格 Qualified
水分(H ₂ O)	≤0.1%	0.01%	合格 Qualified
结晶点 Crystallization point	≥18.0°C	18.5°C	合格 Qualified
含量(GC), Content	≥99.5%	99.9%	合格 Qualified

检验结果:

根据《产品质量检验标准》中检验项目进行检验,所有检验项目均符合要求,因此此批产品检验合格,可入库发货。

Test result:

According to the inspection items in the "Product Quality Inspection Standard", all inspection items meet the requirements, so this batch of products has passed the inspection and can be put into storage for delivery.



质检专用章 Special stamp for quality inspection

签发日期 Issuing date: 2025.11.17

检验: 陈婷婷 审核: 李子庆 批准: 黄静 表单编号: SWE-QA-SMP-006-03
 Inspected by: Chen Tingting Checked by: Li Ziqing Approved by: Huang Jing No:
 SWE-QA-SMP-006-03