

H1650



Лабораторная центрифуга без охлаждения. До 16500 об/мин, до 26054 ×g. Пределы скорости, RCF и вместимости зависят от ротора и могут достигаться в разных конфигурациях.

Артикул: 0203165000

Особенности модели

Ротор 24 × 1,5 мл — до 16 500 об/мин; доступны другие роторы и адаптеры.
ЖК-дисплей с подсветкой и именованные программы.
9 профилей разгона и 10 торможения; бесщёточный двигатель.
Защита от превышения скорости и перегрева; электронный замок с доводчиком.
Камера из нержавеющей стали; роторы из анодированного алюминия 7075-T6.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Артикул	0203165000
Максимальная скорость	16 500 об/мин
Максимальное RCF	26 054 ×g
Максимальная вместимость	6 × 50 мл
Точность скорости	±30 об/мин
Таймер	1–99 мин
Охлаждение	Нет
Шум	Минимальный уровень ≤55 дБ(А)
Питание	220 В ±22 В, 50/60 Гц
Мощность	400 Вт
Габариты (Д × Ш × В)	325 × 420 × 325 мм
Масса	20 кг

Роторы и адаптеры

 Угловой ротор 24 × 1,5/2,2 мл Скорость до 16500 об/мин RCF до 26054 ×g Артикул: 0301805510R1 № 1	 Угловой ротор 12 × 5 мл Скорость до 15000 об/мин RCF до 15845 ×g Артикул: 0301891100R2 № 2
---	--

 Угловой ротор 12 × 10 мл Скорость до 13000 об/мин RCF до 17320 ×g Артикул: 0301805300R3 № 3	 Угловой ротор 6 × 50 мл (круглое дно) Скорость до 11000 об/мин RCF до 12840 ×g Артикул: 0301805400R4 № 4
 Угловой ротор 6 × 30 мл Скорость до 13500 об/мин RCF до 18720 ×g Артикул: 0301805200R5 № 5	 Угловой ротор 30 × 1,5/2,0 мл Скорость до 14000 об/мин RCF до 22150 ×g Артикул: 0301810600R6 № 6
 Угловой ротор 6 × 8 × 0,2 мл ПЦР-стрипов Скорость до 13000 об/мин RCF до 16020 ×g Артикул: 0301891220R7 № 7	