

TDZ4K



Лабораторная центрифуга без охлаждения. До 4000 об/мин, до 2200 ×g. Пределы скорости, RCF и вместимости зависят от ротора и могут достигаться в разных конфигурациях.

Артикул: 0205228000

Особенности модели

Микропроцессорное управление, сенсорная панель и ЖК-дисплей.
Бесщёточный двигатель; амортизаторы и автоматическая балансировка.
В последнюю минуту таймер показывает секунды; электронная блокировка крышки.
Роторы 4 × 50, 12 × 20, 18 × 10 и 24 × 10 мл.

Технические характеристики

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Артикул	0205228000	Охлаждение	Нет
Максимальная скорость	4000 об/мин	Шум	Минимальный уровень ≤58 дБ(А)
Максимальное RCF	2200 ×g	Питание	220 В ±22 В, 50/60 Гц
Максимальная вместимость	12 × 20 мл или 24 × 10 мл	Мощность	100 Вт
Точность скорости	±30 об/мин	Габариты (Д × Ш × В)	456 × 330 × 266 мм
Таймер	1–99 мин	Масса	12 кг

Роторы и адаптеры

 Угловой ротор 12 × 20 мл Скорость до 4000 об/мин RCF до 2200 ×g Артикул: 0301808500R1 № 1	 Угловой ротор 18 × 10 мл Скорость до 4000 об/мин RCF до 2200 ×g Артикул: 0301808400R1 № 1
 Угловой ротор 4 × 50 мл Скорость до 4000 об/мин RCF до 2000 ×g Артикул: 0301808600R1 № 1	 Угловой ротор 24 × 10 мл Скорость до 4000 об/мин RCF до 2200 ×g Артикул: 0301808300R1 № 1