

产品检验报告

Product Test Report

产品名称 (货号+名称) Product name	GC204003 曲拉通 X-100 Triton x-100		
产品批号 Lot number	2508L049	生产日期 Production Date	2025.08.29
规格型号 Specification	100ml/瓶 100ml/bottle		
储存条件 Storage condition	常温 Room temperature	有效期 Validity	24 个月 24 months
检验依据: 《产品质量检验标准》 Test basis: Product Quality Inspection Standard			
检验项目 Test items			
检验指标 Test index	检验标准 Test standard	检验结果 Test result	判定 Decision
产品外观 Appearance	本产品为无色粘稠液体 This product is colorless viscous liquid	无色粘稠液体 colorless viscous liquid	合格 Qualified
净含量 Net content	每瓶试剂含量不少于 98% Not less than 98% reagent per bottle	≥98%	合格 Qualified
浊点°C 1%水溶液 Cloud point °C 1% aqueous solution	68~78	73	合格 Qualified
pH 值 1%水溶液 pH 1% aqueous solution	5.0~7.0	6.2	合格 Qualified
羟值 mgKOH/g Hydroxyl value gKOH/g	82~92	87.14	合格 Qualified
水份 % Moisture %	≤1.0	0.3	合格 Qualified
检验结果 Test result: 根据《产品质量检验标准》中检验项目进行检验, 所有检验项目均符合要求, 因此此批产品检验合格, 可入库发货。 According to the inspection items in the "Product Quality Inspection Standard", all inspection items meet the requirements, so this batch of products has passed the inspection and can be put into storage for delivery. <div style="text-align: center;">  质检专用章 Special stamp for qualify inspection 签发日期 Issuing date: 2025.09.07 </div>			

检验: 杨荣菊 审核: 李子庆 批准: 黄静 表单编号: SWE-QA-SMP-006-03

Inspected by: Yang Rongju Checked by: Li Ziqing Approved by: Huang Jing No: SWE-QA-SMP-006-03

武汉赛维尔生物科技有限公司 地址: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新二路 388 号生物医药加速器 22 栋 5 楼

电话: 027-85714038 网址: www.servicebio.cn 全国免费热线: 4006027178