



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

质量检验报告

CERTIFICATE OF ANALYSIS

中文名称(Chinese Name): 松香酸

英文名称(English Name): Abietic acid

分子式(Molecular Formula): $C_{20}H_{30}O_2$

分子量(Molecular Wt): 302.456

CAS: 514-10-3

批号 (Lot. Number): A28F6C1

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD	实测结果 RESULTS
外观 Appearance	白色至类白色粉末 White to off-white powder	符合 Conforms
含量 (HPLC) Assay,%	≥ 90	95.2

储存条件: 2-8℃,干燥, 避光 Storage:
2-8℃,dry,dark exp. date 18.06.2028

QA

谭小勇





上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

材料:Hyper ODS2 C18

流速:1.0 ml/min

流动相:乙腈: 0.1%醋酸水=60:40


压力:10.0 MPa

柱长:250 mm

检测器: DAD235 nm

柱径:4.6 mm

进样量: 20 ul



#	组分名	保留时间(min)	峰高(mv)	峰面积(mv.sec)	面积百分比(%)
1	Unknown	10.39833	5.52	236.29	1.6799
2	Unknown	13.98833	3.01	98.37	0.6994
3	Unknown	20.43667	12.39	119.55	0.8500
4	Unknown	20.63333	17.95	215.76	1.5340
5	松香酸	21.07000	1083.05	13395.73	95.2368