


HT230R

Артикул: 0202253027

New



Высокоскоростная настольная охлаждаемая центрифуга: до 23 000 об/мин, 19 вариантов роторов. Пределы скорости, RCF и вместимости зависят от ротора и могут достигаться в разных конфигурациях.



Особенности модели

Сенсорный экран 10,4"; более 200 программ и пятиступенчатые циклы.
11 профилей разгона и 12 торможения; инверторное охлаждение, предохлаждение и отложенный запуск.
Установка ротора без инструментов; открывание его крышки одной кнопкой.
19 вариантов роторов; индивидуальное распознавание и учёт ресурса.
Контроль дисбаланса, скорости, температуры и перегрева; двойной замок с доводчиком.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Артикул	0202253027
Максимальная скорость	23000 об/мин
Максимальное RCF	36756 ×g
Вместимость	6 × 100 мл
Точность скорости	±10 об/мин
Таймер	1 мин–99 ч 59 мин/1 с–99 мин 59 с/1 с–99 ч 59 мин 59 с
Режимы таймера	От запуска / от достижения скорости / кратковременный / непрерывный режим
Диапазон температуры	-20 °C–40 °C
Точность температуры	±1 °C
Компрессорный блок	Инверторный компрессор

Параметр	Значение
Шум	≤52 дБ(А)
Питание	АС220 В±22 В 50 Гц
Мощность	1500 Вт
Габариты (Д × Ш × В)	380 × 690 × 365 мм
Масса	72 кг

Роторы и адаптеры

 № 1 Угловой ротор Вместимость: 12 × 1,5/2,2 мл Скорость до 23000 об/мин RCF до 36756 ×g Артикул: 0301891504 Адаптеры: 0,2 мл, 0,5 мл	 № 2 Угловой ротор Вместимость: 12 × 15 мл (коническое дно) Скорость до 14000 об/мин RCF до 21913 ×g Артикул: 0301891525 Адаптеры: 5 мл
 № 3 Угловой ротор Вместимость: 12 × 10 мл Скорость до 16000 об/мин RCF до 26036 ×g Артикул: 0301891511 Адаптеры: 1,5 мл, 5 мл, 5 мл Самостоящие пробирки	 № 4 Угловой ротор Вместимость: 6 × 50 мл Скорость до 15000 об/мин RCF до 23846 ×g Артикул: 0301891502 Адаптеры: 1,5 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 25 мл, 30 мл
 № 5 Угловой ротор Вместимость: 6 × 50 мл, конические; адаптеры для круглодонных пробирок 50 мл включены Скорость до 15000 об/мин RCF до 24150 ×g Артикул: 0301891460 Адаптеры: 1,5 мл, 5 мл, 10 мл, 15 мл (коническое дно), 20 мл, 25 мл, 30 мл	 № 5 Угловой ротор Вместимость: 6 × 50 мл, полное заполнение высокоскоростных пробирок Cence Скорость до 15000 об/мин RCF до 24150 ×g Артикул: 0301891506 Адаптеры: 1,5 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 25 мл, 30 мл
 № 6 Угловой ротор Вместимость: 8 × 50 мл Скорость до 13000 об/мин RCF до 18325 ×g Артикул: 0301891507 Адаптеры: 1,5 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 25 мл, 30 мл	 № 7 Угловой ротор Вместимость: 24 × 1,5/2,2 мл Скорость до 18500 об/мин RCF до 32752 ×g Артикул: 0301891577 Адаптеры: 0,2 мл, 0,5 мл



№ 8

Угловой ротор
Вместимость: 48 × 1,5 мл/2,2 мл
Скорость до 14000 об/мин
RCF до 21485 ×g
Артикул: 0301891512
Адаптеры: 0,2 мл, 0,5 мл



№ 9

Угловой ротор
Вместимость: 6 × 100 мл
Скорость до 12000 об/мин
RCF до 17222 ×g
Артикул: 0301891503
Адаптеры: 5 мл, 10 мл, 15 мл
(коническое/круглое дно), 25 мл, 50 мл
(коническое/круглое дно)



№ 10

Угловой ротор
Вместимость: 30 × 1,5/2,2 мл
Скорость до 14000 об/мин
RCF до 22140 ×g
Артикул: 0301891513
Адаптеры: 0,2 мл, 0,5 мл



№ 11

Угловой ротор
Вместимость: 8 × 50 мл,
конические; адаптеры для
круглодонных пробирок 50 мл
включены
Скорость до 11000 об/мин
RCF до 14100 ×g
Артикул: 0301891508
Адаптеры: 1,5 мл, 5 мл, 10 мл, 15 мл,
20 мл, 25 мл, 30 мл



№ 12

Угловой ротор
Вместимость: 8 × 15 мл
(коническое дно)
Скорость до 15000 об/мин
RCF до 24036 ×g
Артикул: 0301891510
Адаптеры: 5 мл



№ 16

Угловой ротор
Вместимость: 16 × 5 мл
(коническое дно)
Скорость до 16000 об/мин
RCF до 27190 ×g
Артикул: 0301891509



№ 17

Угловой ротор
Вместимость: 8 × 8 × 0,2 мл,
стрипы
Скорость до 14000 об/мин
RCF до 16244 ×g
Артикул: 0301891608



№ 18

Угловой ротор (Углепластик)
Вместимость: 6 × 50 мл
Скорость до 13000 об/мин
RCF до 18365 ×g
Артикул: 0301891397
Адаптеры: 1,5 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл,
25 мл, 30 мл



№ 15

Бакетный ротор
Вместимость: 24 × 1,5/2,2 мл
Скорость до 13000 об/мин
RCF до 16816 ×g
Артикул: 0302891214
Адаптеры: 0,2 мл, 0,5 мл

Ротор	Бакет	Фото	Вместимость / артикул	Фото	Вместимость / артикул
 № 13 Бакетный ротор Вместимость: 4 × 100 мл Скорость до 5000 об/мин RCF до 3773 ×g Артикул: 0302891211	 Бакет Артикул: 0303891029		4 × 3 × 10 мл Пробирки для взятия крови 0304852409		4 × 1 × 15 мл 0304852413
			4 × 1 × 15 мл (коническое дно) 0304891118		4 × 1 × 50 (коническое дно) 0304891114
			4 × 1 × 50 мл 0304891116		
 № 14 Скорость до 4700 об/мин RCF до 3037 ×g Вместимость ротора: 2 × 2 × 96 лунок Артикул: 0302891213	 Корзина для микропланшетов Артикул: 0303852351	2 × 2 Микропланшеты	2 × 2 × 96	Адаптеры могут быть изготовлены под рабочие или ПЦР-планшеты	
		2 × 1 Глубоколуночные планшеты	2 × 1 × 96		
		2 × 1 Фильтровальные планшеты Набор реагентов	2 × 1 × 96		